

目次

EPMon2025 について2

 【動作確認済み OS】2

 【対応機種】2

EPMon2025 の実行3

改定履歴.....4

EPMon2025 について

EPMon2025 は EPMon (EYELA Program Monitor) と同等の機能を持つ、パソコンを使って EYELA 製品の通信制御を行うソフトウェアです。

本ソフトウェアは、Windows11 の OS に対応しています。

操作、機能に関しては、ヘルプファイルをご覧ください。

基本的操作は、以下に記述した追加機能以外 EPMon と変わりませんので EPMon の取扱説明書も参照してください。

【動作確認済み OS】

Windows11

【対応機種】

NCB-1210A・1220A・B 型

NCB-2510A・B・2610A・B 型（販売終了）

NCB-NCB-2410・2520A・B・2620A・B 型

EPMon2025 の実行

① ZIP ファイル解凍

圧縮ファイル「ESMon2025_Vxxxx. ZIP」の解凍後に、以下のファイルとフォルダが生成されます。

※xxx はバージョン番号

ファイル名	説明
ReadMe. pdf	このドキュメントです。
EPMon2025. exe	EPMon2025 の実行ファイル
EPMonHelp. chm EPMonHelp_EN. chm	EPMon2025 のヘルプファイル EPMon2025. exe を移動する場合は、このファイルも EPMon2025. exe と同じフォルダに移動してください。

② EPMon2025 の起動

EPMon2025 は、インストール不要です。

実行ファイル「EPMon2025. exe」をダブルクリックすると、EPMon2025 が起動します。

各種の操作、設定については、Help ファイルをご覧ください。

改定履歴

版	日付	内容	
1	2025/12/22	新規	