


## 簡易計測・制御ソフトウェア EPMon For VOS (EYELA Program Monitor)

対象製品

VOS-452SD型

VOS-602SD型



定温真空乾燥器  
VOS-452SD型  
VOS-602SD型

USB2.0  
ケーブル

パソコン

簡易計測・制御ソフトウェア

EPMon For VOS (EYELA Program Monitor)

簡易計測・制御ソフトウェアEPMon For VOSは

パソコンによる機器の制御を可能にします。

- ・温度データの表示 (リアルタイム表示・グラフ表示)
- ・真空度データの表示 (リアルタイム表示・グラフ表示)
- ・アラーム発生時の履歴の表示
- ・設定温度の変更動作
- ・ノーマルモードおよびプログラムモード運転開始・停止操作
- ・設定温度や測定温度、アラームの履歴の記録を行なうことができます。

※EPMon For VOSの使用方法は、「HowTo.pdf」を参照してください。

動作環境

簡易計測・制御ソフトウェア EPMon For VOSは Windows7/10版専用ソフトです。