

簡易計測ソフトウェア ESMon for MTI (Eyela Simple Monitor)

【 対象製品 】

USB 端子付き温度勾配恒温器 (多室式温度条件試験器)

- ・ MTI-1000
- ・ MTI-1100



ベーシック USB2.0 ケーブル
(タイプ B オス - タイプ A オス)



MTI	USB ケーブル	パソコン
-----	----------	------

【 概要 】

ESMon for MTI は、MTI (USB 端子付き温度勾配恒温器) 専用の計測ソフトウェアであり、以下の機能を有しています。

- ・ モニタ機能 : パソコンから MTI の計測データをモニタできます。
- ・ 各室の温度データの表示 (リアルタイム・グラフ表示)
- ・ 温度調節制御の開始、停止、設定温度の変更などの動作履歴の表示
- ・ 測定温度や動作履歴を指定されたファイルに保存します。

【 ESMon For MTI ダウンロード (インストール方法) 】

①ESMon For MTI を、弊社ホームページ (製品 MTI) よりダウンロードしてください。

URL: <https://www. xxxxxxxxxxxx>

②ダウンロードした圧縮ファイルを適宜な位置で解凍してください。

セットアップディスクホルダーが作成され、その中に複数のファイルが解凍されます。

③解凍された「セットアップディスク」内の「Doc¥Setup. pdf」を参考に、ESMon For MTI のインストールを行なってください。

※ESMon For MTI の使用方法は、「Doc¥Manual. pdf」を参照してください。

【 動作環境 】

簡易計測ソフトウェア ESMon for MTI は Windows10 専用ソフトです。