

■2023-2025 EYELA総合カタログ 正誤表

2025年9月22日



弊社の『2023-2025 EYELA総合カタログ』の掲載内容に下記の誤り、変更事項がありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。





東京理化器械株式会社

お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。 [営業所](#) [デジタル総合カタログ](#)



最新価格は弊社営業所にお問合せいただくか、ホームページ、デジタル総合カタログにてお調べ下さい。

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正	
1	43	ロータリーエバポレーター	仕様欄	266430	N-1300V	外寸法	479W×342D×823(1003)H	→	479W×342D×785(965)H
	44			266450	N-1300V-W		543W×352D×823(1003)H	→	543W×352D×785(965)H
				275340	N-1300V-WS		543W×374D×823(1003)H	→	543W×374D×785(965)H
	47			266470	N-1300V-WB		531W×352D×823(1003)H	→	531W×352D×785(965)H
				269700	N-1210BV		510W×359D×840(1070)H	→	510W×359D×800(1030)H
				269730	N-1210BVF		510W×359D×840(1070)H	→	510W×359D×800(1030)H
				269710	N-1210BV-W		579W×438D×840(1070)H	→	579W×438D×800(1030)H
				269740	N-1210BVF-W		579W×438D×840(1070)H	→	579W×438D×800(1030)H
				275400	N-1210BV-WS		579W×433D×840(1070)H	→	579W×433D×800(1030)H
				275410	N-1210BVF-WS		579W×433D×840(1070)H	→	579W×433D×800(1030)H
	49			269720	N-1210BV-WB		566W×433D×840(1070)H	→	566W×433D×800(1030)H
				269750	N-1210BVF-WB		566W×433D×840(1070)H	→	566W×433D×800(1030)H
				54	ロータリーエバポレーター		オプション	248960	N-2110用テフロンシール
	57	純正パーツ	仕様欄	116950	セフティキャップ用異径アダプター	規格	TS29/38 × 15/30	→	TS29/42 × 15/25
	67	大型ロータリーエバポレーター		270750	N-52	型式:製品コード	N-52:270750	→	N-53:283480
	68	防爆タイプ大型ロータリーエバポレーター		270790	N-22d	N-22d:270790	→	N-23d:284310	
				270800	N-52d	N-52d:270800	→	N-53d:283520	
				270810	N-102d	N-102d:270810	→	N-103d:283530	
				270760	N-102N	N-102:270760	→	N-103:283490	
	69	大型ロータリーエバポレーター		270770	N-52B	N-52B:270770	→	N-53B:283500	
69			270780	N-102B	N-102B:270780	→	N-103B:283510		
79	薄膜式エバポレーター	仕様欄	271220	DPE-1250A	仕様欄(廃液トラップ瓶)	真空側1個	→	大気側1個	
92			117460	MF-10C	電源入力	8A, 800 VA MF-10C型はマントルヒータの別電源が必要です。	→	2A,200VA MF-10C型はマントルヒータ用に8A, 800 VA・AC100V 50/60Hzの別電源が必要です。	
98	⑧冷却器(一体型冷却器)アイラコート仕様	純正パーツ一覧表	268860		製品コードNo.	268860	→	268880	
2	115	冷却水循環装置	仕様欄	270780	CCA-1112A・S	外寸法	205W×405D×545H	→	206W×405D×547H
	116	冷却水循環装置用結露対策カバー	オプション	282140	結露対策カバー セットC	脚注	-	→	脚注追記 ※セットCが取り付け可能なバルブは、コードNo.247200 ボールバルブ 価格(税別)¥9,500 です。そのバルブ以外は取付できませんのでご注意ください。
	122								
	122	高圧ポンプ	158750	158750	HPP-1100			→	販売終了
	125	冷却水循環装置		268460	CA-1330	製品	CA-1330型、製品コードNo.268460販売終了	→	CA-1331型、製品コードNo.284700
	130	冷却水循環装置	データ	265660	CA-2600C	冷却能力曲線		→	
	137	開放系 低温恒温水循環装置	仕様欄	204890	CTP-3000	電源入力	13A,1.3kVA	→	14A,1.4kVA
	144	冷却水循環装置	仕様欄	197410と197430	PFR-1000+PFP-1000	電源入力	11A,1.1kVA	→	12A,1.2kVA
	145	冷却水循環装置用結露対策カバー	オプション	282140	結露対策カバー セットC	仕様欄脚注	※③結露対策カバーセットCは下記の対象機種で金属ノズルセット(オプション)を使用している場合にもご使用いただけます。	→	※③結露対策カバーセットCは下記の対象機種で、コードNo.247200 ボールバルブ(オプション) 価格(税別)¥9,500 を使用する場合のみ取付が可能です。
						仕様欄	対象機種(従来機種):CA-1112・1111・1110・1320・1310型 CCA-1111・1110・1100・1000型	→	対象機種(従来機種):CA-1112・1111・1110・1320・1310型
146,160	記録計		187250	U-228-1P-500				→	販売終了

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正																
2	158	温水循環装置	仕様欄	113900	HS-8	電源ユーティリティ	AC200V 三相 50A容量	→ AC200V 三相 40A容量																
				113910	HS-12		AC200V 三相 75A容量	→ AC200V 三相 50A容量																
	160	高圧ポンプ	158750	158750	HPP-1100			販売終了																
	163	冷却水循環装置	装置・熱媒体適合表	-	冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ		■装置・熱媒体適合表 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>低温用熱媒体</td> <td>エチレングリコール</td> <td>ナイブライン®</td> </tr> <tr> <td>対象装置</td> <td>冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ</td> <td>使用可 水道水で10%濃度以下で希釈してください。純水は使用しないでください。</td> <td>不可</td> </tr> </table>		低温用熱媒体	エチレングリコール	ナイブライン®	対象装置	冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ	使用可 水道水で10%濃度以下で希釈してください。純水は使用しないでください。	不可	■装置・熱媒体適合表 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>低温用熱媒体</td> <td>エチレングリコール</td> <td>ナイブライン®</td> </tr> <tr> <td>対象装置</td> <td>冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ</td> <td>不可</td> <td>不可</td> </tr> </table>		低温用熱媒体	エチレングリコール	ナイブライン®	対象装置	冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ	不可	不可
	低温用熱媒体	エチレングリコール	ナイブライン®																					
対象装置	冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ	使用可 水道水で10%濃度以下で希釈してください。純水は使用しないでください。	不可																					
	低温用熱媒体	エチレングリコール	ナイブライン®																					
対象装置	冷却水循環装置 CA-3000・4000型シリーズ 大型冷却水循環装置シリーズ	不可	不可																					
	163	冷却水循環装置	設定温度と熱媒体	211710	M-2 1kg		■設定温度と熱媒体 設定温度により使用できる低温用熱媒体の種類、濃度は異なります。マイナス温度域では、高濃度ほど粘度が上昇し、循環流量や冷却能力の低下が発生します。低濃度の場合は、温度帯によって凝結します。右記表を参考に適正濃度でご使用ください。	■設定温度と熱媒体 設定温度により使用できる低温用熱媒体の種類、濃度は異なります。マイナス温度域では、高濃度ほど粘度が上昇し、循環流量や冷却能力の低下が発生します。低濃度の場合は、温度帯によって凝結します。右記表を参考に適正濃度でご使用ください。																
			211720	M-2 17kg																				
			227580	XLT 16kg																				
3	174	恒温水槽	操作部	271460 271470 271480	CBC-101 CBC-201 CBC-301	操作部																		
	179	プログラム精密恒温水槽	仕様表	113610	NTB-221	外寸法	310W × 405(465)D × 389H	→ 310W × 405(465)D × 408H																
	182	低温恒温水槽		269030	流量ストップバルブ	オプション	(RoHS指令対応品)	→ 文言削除「(RoHS指令対応品)」																
	185	冷却トラップ装置	仕様欄	112450	NCB-3100	仕様		→ 低GWPタイプNCB-3110型追加(3月まで併売し、その後販売終了)																
				112470	NCB-3300		→ 低GWPタイプNCB-3310型追加(3月まで併売し、その後販売終了)																	
	192	強力攪拌子(オクタゴン型)	仕様欄	200360	TOX-25	型式、製品コードNo.	TOX-25(No.200360)サイズ7.5 × 25	→ TOX-26(No.284120)サイズ8 × 25																
196	記録計		187250	U-228-1P-500			販売終了																	
	197	低温用熱媒体	設定温度と熱媒体	211710	M-2 1kg		■設定温度と熱媒体 設定温度により使用できる低温用熱媒体の種類、濃度は異なります。マイナス温度域では、高濃度ほど粘度が上昇し、循環流量や冷却能力の低下が発生します。低濃度の場合は、温度帯によって凝結します。右記表を参考に適正濃度でご使用ください。	■設定温度と熱媒体 設定温度により使用できる低温用熱媒体の種類、濃度は異なります。マイナス温度域では、高濃度ほど粘度が上昇し、循環流量や冷却能力の低下が発生します。低濃度の場合は、温度帯によって凝結します。右記表を参考に適正濃度でご使用ください。																
			211720	M-2 17kg																				
			227580	XLT 16kg																				
4	207	小型凍結乾燥機		261980	FDS-1000	製品	FDS-1000型、製品コードNo.261980販売終了	→ FDS-2100型、製品コードNo.284730																
	209			266600	FDS-2000		FDS-2000型、製品コードNo.266600販売終了	→ FDS-2200型、製品コードNo.284740																
	211	凍結乾燥機		188800	FD-1000			販売終了																
	212			191160	FD-1000REC																			
				218740	FD-1000REC型記録計付																			
	215	凍結乾燥機		280900	FDM-2000	製品	FDM-2000型、製品コードNo.280900販売終了	→ FDM-2010型、製品コードNo.284710																
	220,224	バイアル瓶	仕様欄	5mL	120290		製品	コードNo.:120290、数量:132本	→ コードNo.:287280、数量:50本															
				10mL	120300			コードNo.:120300、数量:125本	→ コードNo.:287290、数量:50本															
				20mL	120310			コードNo.:120310、数量:138本	→ コードNo.:287300、数量:50本															
				30mL	120320			コードNo.:120320、数量:110本	→ コードNo.:287310、数量:50本															
				50mL	120330			コードNo.:120330、数量:75本	→ コードNo.:287320、数量:50本															
				Φ20MTキャップ	120402			コードNo.:120402、数量:100個	→ コードNo.:287330、数量:25個															
				OFFアルミキャップ	120403			コードNo.:120403、数量:100個	→ コードNo.:287340、数量:25個															
矢印フリップキャップ				120400		コードNo.:120400、数量:100個		→ コードNo.:287350、数量:25個																
OFFフリップキャップ				120401		コードNo.:120401、数量:100個		→ コードNo.:287360、数量:25個																
ゴム栓	120390		コードNo.:120390、数量:100個	→ コードNo.:287370、数量:25個																				

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正														
4	223	凍結乾燥瓶セット 40・80mL(コックD、コックDB用) 凍結瓶用D型アダプター	仕様欄	281710	40mL	口径	TS40/32	→ TS40/38														
				281730	80mL		TS40/32	→ TS40/38														
				281700	-		TS40/32	→ TS40/38														
	223	エアフィルター	パーツ組合せ図	187450	-	-																
224	凍結乾燥瓶セット 40・80mL(コックB、コックC、コックCB用) 凍結乾燥瓶 40・80mL	仕様欄	281720	40mL	口径	TS40/32	→ TS40/38															
			281740	80mL		TS40/32	→ TS40/38															
			281490	40mL		TS40/32	→ TS40/38															
			281500	80mL		TS40/32	→ TS40/38															
226	耐食性油回転真空ポンプ	仕様欄	270880	2015C1-N	注釈	※FD-551R・551P型には標準で同性能の水系専用の真空ポンプが搭載されています。2015C1-N型は、真空ポンプの万一の不具合時の予備用としてご購入ください。	→ ※FD-551R・551P型には標準で同性能の水系専用の真空ポンプが搭載されています。T2015SD型(製品コードNo.181450 価格¥290,000)は、真空ポンプの万一の不具合時の予備用としてご購入ください。															
233	噴霧凍結乾燥造粒ユニット	仕様欄	279491	SFD-1000	製品コードNo.	279491	→ 279492															
			279500	SFD-1100		279500	→ 279501															
5	243	送風定温乾燥器	仕様欄	252310	WFO-520W	質量	約67kg	→ 約70kg														
	263	真空乾燥器	PVO-450、VOS-310C、452SD、602SD 基本接続例																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品名</th> <th>製品コード</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TMF-5000 ガス導入口付き</td> <td>280680</td> <td>¥413,200</td> </tr> <tr> <td>TMF-5000 流量計+ガス導入口付</td> <td>280690</td> <td>¥477,000</td> </tr> <tr> <td>TMF-5100 ガス導入口付き</td> <td>280700</td> <td>¥455,200</td> </tr> <tr> <td>TMF-5100 流量計+ガス導入口付</td> <td>280710</td> <td>¥519,000</td> </tr> <tr> <td>TMF-5200 ガス導入口付き</td> <td>280720</td> <td>¥535,200</td> </tr> <tr> <td>TMF-5200 流量計+ガス導入口付</td> <td>280730</td> <td>¥599,000</td> </tr> </tbody> </table>	製品名	製品コード	価格	TMF-5000 ガス導入口付き	280680	¥413,200	TMF-5000 流量計+ガス導入口付	280690	¥477,000	TMF-5100 ガス導入口付き	280700	¥455,200	TMF-5100 流量計+ガス導入口付	280710	¥519,000
	製品名	製品コード	価格																			
	TMF-5000 ガス導入口付き	280680	¥413,200																			
	TMF-5000 流量計+ガス導入口付	280690	¥477,000																			
	TMF-5100 ガス導入口付き	280700	¥455,200																			
	TMF-5100 流量計+ガス導入口付	280710	¥519,000																			
	TMF-5200 ガス導入口付き	280720	¥535,200																			
	TMF-5200 流量計+ガス導入口付	280730	¥599,000																			
264	電気マッフル炉	工場オプション		TMF-5000/5100/5200	工場オプション		ガス導入口 252900 ¥35,200 流量計付きガス導入口 252910 ¥99,000															
265	卓上型プログラムマッフル炉	仕様欄	260980	300Plus	炉内寸法・炉内容量	120W×225D×110H・3.0L	→ 120W×222D×110H・2.9L															
					外寸法	300W×440D×390H	→ 314W×468D×396H															
			260990	500Plus	炉内寸法・炉内容量	160W×245D×130H・5.1L	→ 160W×240D×130H・5.0L															
					外寸法	400W×470D×450H	→ 415W×503D×441H															
			261000	1500Plus	炉内寸法・炉内容量	230W×305D×200H・14.0L	→ 230W×300D×200H・13.8L															
					外寸法	570W×575D×510H	→ 510W×608D×520H															
261010	3000Plus	炉内寸法・炉内容量	300W×410D×244H・30.0L	→ 300W×400D×244H・29.2L																		
		外寸法	580W×660D×610H	→ 600W×748D×604H																		
261020	5000Plus	外寸法	670W×860D×725H	→ 670W×883D×734H																		
267	小型卓上高温置換炉		272240	Zircorn			販売終了															
6	282	ドライ真空ポンプ	仕様欄	282710	NeoDry7G-C	脚注欄	記載なし	→ ※凍結乾燥機と接続する場合はNeoDry15G-C型を使用してください。														
				282720	NeoDry15G-C																	
				262300	キャスターアジャスター				製品コードNo.	262300	→ 283430											

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正		
6	286	ベルトドライブ式油回転真空ポンプ	仕様欄	270980	TSW-300N 50Hz	製品コードNo.	270980	→	287190	
				270990	TSW-300N 60Hz		270990	→	287200	
				271000	TSW-300N 200V 50Hz		271000	→	287210	
				271010	TSW-300N 200V 60Hz		271010	→	287220	
				271020	TSW-500N 50Hz		271020	→	287230	
				271030	TSW-500N 60Hz		271030	→	287240	
				271040	TSW-500N 200V 50Hz		271040	→	287250	
			271050	TSW-500N 200V 60Hz	271050	→	287260			
	289	油回転真空ポンプ用給排油装置(オイルチェンジャー)		261850	OCP-100			→	販売終了	
7	294	投込みクーラー	仕様欄	113420	ECS-50	冷却器寸法	700	→	720	
			仕様欄	113450	ECS-80	冷却器寸法	800	→	820	
	301	冷却トラップ装置	仕様欄	279990	UT-3010L	最低到達温度	-45℃	→	-50℃	
8	313	低温恒温器	仕様欄	274400	LTE-510	冷凍機	空冷式 出力200W	→	空冷式 出力175W	
						質量	約91kg	→	約92kg	
					274410	LTE-1010	外部入・出力	無電圧接点(a接点)出力 AC250V Max.2A	→	販売終了
							外部入・出力	無電圧接点(a接点)出力 AC250V Max.2A	→	販売終了
	315	低温恒温器	仕様欄	210420	LTI-1200E	脚注	※周囲温度35℃時の最低到達温度は10℃、周囲温度30℃時は4℃です。	→	※周囲温度35℃時の最低到達温度は10℃、周囲温度30℃時は4℃です。 (LTI-1200E型を除く)	
	319	恒温恒湿器	仕様欄	204580	KCL-2000A	冷凍機	出力200W	→	出力160W	
			204590	KCL-2000W						
	320	恒温恒湿器	オプション	204960	ドレンタンク(10L)	オプション	204960	→	販売終了	
		恒温恒湿器	オプション	248760	EMR接続ホース	オプション	248760	→	281880	
9	342	フラスコ用アングルホルダー	⑤マルチ振盪台に取付け可能なアングルホルダー適合表(MMI-1000A型)	140170	MMS FKH-S	製品コード	140170	→	140290	
				140180	MMS FKH-L	製品コード	140180	→	140300	
				140190	MMS TST-A	製品コード	140190	→	140250	
		140200		MMS TST-B	製品コード	140200	→	140260		
		140210		MMS TST-C	製品コード	140210	→	140270		
					取付数	3	→	2		
		140220		MMS TST-D	製品コード	140220	→	140280		
			194580	MMS FKH15	製品コード	194580	→	194500		
		194590	MMS FKH50	製品コード	194590	→	194570			
345	分液ポート振盪機	仕様欄	205100	MMV-1000W	電源入力	2.5A	→	1.0A		
10	369	テフロンキャップ付反応容器(φ35×135Hmm)システム	システム内容	SYS13132	テフロンキャップ付反応容器システム	システム構成	ガス配管一式	→	販売終了	
		テフロンキャップ付反応容器(φ30×130Hmm)システム		SYS13134	テフロンキャップ付反応容器システム		ガス配管一式	→	販売終了	
	391	フローリアクター用送液ポンプ(スムーズフローポンプ)	仕様欄	283290	Q-10-X-P-X	型式	Q-10-X-P-X	→	Q-10-XT-P-X	
	402.410	強力攪拌子(オクタゴン型)	仕様欄	200360	TOX-25	型式、製品コードNo.	TOX-25(No.200360)サイズ7.5×25	→	TOX-26(No.284120)サイズ8×25	
			200380	TOX-35	TOX-35(No.200380)サイズ7.5×25		→	TOX-26(No.284130)サイズ8×38		
11	417	強力マグネチックスターラー	仕様欄	264260	RCX-1100S	モータ	DCブラシレスモータ 出力15W	→	DCブラシレスモータ 出力25W	
				264270	RCX-1100D					
	418.430	強力攪拌子(オクタゴン型)	仕様欄	200360	TOX-25	型式、製品コードNo.	TOX-25(No.200360)サイズ7.5×25	→	TOX-26(No.284120)サイズ8×25	
				200380	TOX-35		TOX-35(No.200380)サイズ7.5×25	→	TOX-26(No.284130)サイズ8×38	
	433	ドレン付ジャケット式反応槽	仕様欄	201510	BD-5N	型式	BD-5N	→	BD-5N2	
						製品コードNo.	201510	→	284360	
				201520	BD-10N	型式	BD-10N	→	BD-10N2	
						製品コードNo.	201520	→	284370	
201530				BD-20N	型式	BD-20N	→	BD-20N2		
		製品コードNo.	201530	→	284380					
		201540	BD-30N	型式	BD-30N	→	BD-30N2			
				製品コードNo.	201540	→	284390			
11	433	ドレン付ジャケット式反応槽	反応槽・フラスコカバー寸法	201510	BD-5N	E(mm)寸法	305	→	345	
				201520	BD-10N		385	→	425	
				201530	BD-20N		485	→	525	
				201540	BD-30N		455	→	495	
435	試料フラスコ(ナス型) 20mL	パーツ	234470		製品コード	234470	→	234530		
	試料フラスコ(ナス型) 50mL		234490		製品コード	234490	→	234550		
	試料フラスコ(ナス型) 100mL		234500		製品コード	234500	→	234560		
436	試料フラスコ(ナス型) 100mL	システム内容	234500		製品コード	234500	→	234560		
			SYS13127		システム合計価格	¥224,600	→	¥224,200		

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正		
12	450 452 454	外部信号入力用・アラーム出力用ケーブル	オプション	147570		製品コードNo.	147570	→ 283590		
	451	定量送液ポンプ	仕様欄	282760	NRP-2000B	流量範囲	0.7~31L/h(内径4.76mm×外径7.94mmチューブ) 1.1~51L/h(内径6.35mm×外径9.53mmチューブ) 1.6~80L/h(内径7.94mm×外径11.11mmチューブ)	→ 0.7~28L/h(内径4.76mm×外径7.94mmチューブ) 1.1~47L/h(内径6.35mm×外径9.53mmチューブ) 1.6~66L/h(内径7.94mm×外径11.11mmチューブ)		
	452	NRP-2000A変換キット NRP-2000B変換キット	オプション	282840		オプション	製品コードNo.282840 価格¥3,000	→ 生産終了		
				282850		製品コードNo.282850 価格¥12,000	→ 生産終了			
		NRP-2000B型用チューブケースセット PPS製	写真欄外	270530	NRP-TCMP型	型式	NRP-TCMP型	→ NRP-TCP		
	13	468	中高圧送液ポンプ	仕様欄	250480	KP-22-13(PEEK)	製品コードNo.、型式		→ 生産終了	
250490					KP-22-13(SUS)	→ 生産終了				
250500					KP-22-33(PEEK)	→ 生産終了				
250510					KP-22-33(SUS)	→ 生産終了				
270690					UI-22-410S	→ 270690、UI-22-410S		→ UI-32型にモデルチェンジ		
270700					UI-22-410D	→ 270700、UI-22-410D		→		
469		中高圧送液ポンプ	仕様欄	製品コードNo.、型式	250520	SP-21-12(PEEK)	250520、SP-21-12(PEEK)	→	SP-31型にモデルチェンジ	
					250530	SP-21-12(SUS)	250530、SP-21-12(SUS)	→		
					250540	SP-21-13(PEEK)	250540、SP-21-13(PEEK)	→		
					250550	SP-21-13(SUS)	250550、SP-21-13(SUS)	→		
					250560	SP-21-32(PEEK)	250560、SP-21-32(PEEK)	→		
					250570	SP-21-32(SUS)	250570、SP-21-32(SUS)	→		
					250580	SP-21-33(PEEK)	250580、SP-21-33(PEEK)	→		
					250590	SP-21-33(SUS)	250590、SP-21-33(SUS)	→		
					250600	SP-22-12(PEEK)	250600、SP-22-12(PEEK)	→		SP-32型にモデルチェンジ
					250610	SP-22-12(SUS)	250610、SP-22-12(SUS)	→		
					250620	SP-22-13(PEEK)	250620、SP-22-13(PEEK)	→		
					250630	SP-22-13(SUS)	250630、SP-22-13(SUS)	→		
					250640	SP-22-32(PEEK)	250640、SP-22-32(PEEK)	→		
					250650	SP-22-32(SUS)	250650、SP-22-32(SUS)	→		
250660		SP-22-33(PEEK)	250660、SP-22-33(PEEK)	→						
250670		SP-22-33(SUS)	250670、SP-22-33(SUS)	→						
470		高圧送液ポンプ(ダブルプランジャー)	製品	255300	4003			→ 販売終了		
				255310	4005			→ 販売終了		
478		自動切換バルブ	仕様欄	バルブタイプ	281940	VA-21-617	6方スイッチング	→ 1-6方ロータリー		
					281950	VA-21-619	6方スイッチング	→ 1-6方ロータリー		
					281960	VA-21-620	6方スイッチング	→ 1-6方ロータリー		
	281970				VA-21-603	1-6方ロータリー	→ 6方スイッチング			
	281980				VA-21-604	1-6方ロータリー	→ 6方スイッチング			
	281990				VA-21-607	1-6方ロータリー	→ 6方スイッチング			
	282000				VA-21-608	1-6方ロータリー	→ 6方スイッチング			
478	自動切換バルブ	バルブのホームポジション	<p>■バルブのホームポジション</p> <p>ロータリータイプ (6方) VA-21-603型 VA-21-604型 VA-21-607型 VA-21-608型 (8方) VA-21-127型 VA-21-128型 (12方) VA-21-621型 VA-21-622型</p>  <p>スイッチングタイプ (6方) VA-21-617型 VA-21-619型 VA-21-620型</p> 							
			特長			「リモートタイマー……構築できます。」	→	販売終了		
479	リアクター			272280	RT-11			→ 販売終了		
				272290	RT-12			→ 販売終了		

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正		
13	480	リモートタイマ		225980	RT731A			販売終了		
		記録計	仕様欄	187250	U-228-1P-500			販売終了		
				187260	U-228-2P-500			販売終了		
		U-228型用記録紙	仕様欄	187570				販売終了		
	480	ペンカートリッジ(赤・短)		187530				販売終了		
		ペンカートリッジ(緑・短)		187540				販売終了		
		ペンカートリッジ(赤・長)		187550				販売終了		
		ペンカートリッジ(緑・長)		187560				販売終了		
	487	フラットシール	仕様欄	277890	9704	型式	9704	→	9775	
				277900	9707	型式	9707	→	9774	
	489	エアートラップ	全て	209210	9202	販売終了・代替品登録	:	→	型式:9207 製品コード:284400 価格:¥19,800	
	14	501	純水製造装置オプション	仕様欄	271150	軟水装置接続セット	製品コード	188510	→	271150
			活性炭カートリッジ		188290	活性炭カートリッジ ACC-1		188290	→	182290
15	503	ミニジャーファーマンター		249000	M-1000A			生産終了		
		ミニジャーファーマンター		249010	M-1000B			生産終了		
	504	M-1000		249060	本体			生産終了		
		M-1000		249070	1.5Lジャーセット			生産終了		
		M-1000		249080	2.5Lジャーセット			生産終了		
	505	マスフローボックス		270160	FF-2500mk-A			生産終了		
		マスフローボックス		270170	FF-2500mk-B			生産終了		
		マスフローボックス		270180	FF-2500mk-C			生産終了		
	507	ガス混合装置		138420	GMU-1			生産終了		
		エアレーションユニット		138360	MAU-1C			生産終了		
		エアレーションユニット		138370	MAU-1D			生産終了		
		エアレーションユニット		138380	MAU-2C			生産終了		
		エアレーションユニット		138390	MAU-2D			生産終了		
	506	DOセンサ		199190	DO-4P			販売終了		
		DOセンサ		199200	DO-5P			販売終了		
		DOセンサ		199210	DO-6P			販売終了		
		ORPセンサ		234820	ORP-2P			販売終了		
		ORPセンサ		234830	ORP-5P			販売終了		
		pHセンサ		188430	PH-1P			販売終了		
		pHセンサ		188440	PH-2P			販売終了		
		pHセンサ		188450	PH-3P			販売終了		
		PHセンサ		189700	PH-4P			販売終了		
		DO-3・4・5・6P		138890	DO内部液			販売終了		
		DO-4, 6		156620	DO			販売終了		
		DO-P用メンブレンキット		209730				販売終了		
		PHセンサ		138740	pH電極洗浄液			販売終了		
		PHセンサ		138750	pHダイアフラム洗浄液			販売終了		
507	窒素ガス発生装置		230930	05B			販売終了			
	エアークOMPレッサ		138400	AC-0207			販売終了			
	エアークOMPレッサ		138410	AC-0610			販売終了			
16	510	オートクレーブ	付属品	230700	LBS-245	付属品		これまで標準付属していたステンレスかごは別売となります。		
				230710	LBS-325		これまで標準付属していたステンレスかごは別売となります。			
			製品	230670	LSX-300		販売終了			
				230680	LSX-500		販売終了			
	522	超音波洗浄機	仕様欄	280120	WTC-404	周波数	49kHz	→	40kHz	
				280130	WTC-408	周波数	49kHz	→	40kHz	