

■2026-2028 EYELA総合カタログ 正誤表

弊社の『2026-2028 EYELA総合カタログ』の掲載内容に下記の誤り、変更事項がありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。

お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。 [営業所](#) [デジタル総合カタログへ](#)

最新価格は弊社営業所にお問合せいただくか、ホームページ、デジタル総合カタログにてお調べ下さい。

2026年4月13日

東京理化器械株式会社

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正
索引	43	定温恒温乾燥器	下から14行目		NDO-420・420W・520・520W	ページ	237・505	→ 237
		乾熱滅菌器	下から13行目		NDS-420・520		242	→ 242・505
1	43	ロータリーエバポレーター	下から8行目表項目名		N-1300EF	型式項目名	セット型式	→ 型式
	44		下から5行目表項目名		N-1300EF-W	型式項目名	セット型式	→ 型式
	45		下から8行目表項目名		N-1300VF	型式項目名	セット型式	→ 型式
	45		仕様欄	286850	N-1300VF	製品コードNo.	286850	→ 286870
	46		下から5行目表項目名		N-1300VF-W	型式項目名	セット型式	→ 型式
2	132		オプション	235180	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ15			→ 販売終了
	143	晶析用 プログラム恒温循環水槽 PCC-7010型		-	ESMon		ESMon2018	→ ESMon2026
							対応OS:Microsoft Windows 10 CPU:Pentium以上(PentiumⅢ 800MHz以上推奨) メモリ:128MB以上を推奨	→ 対応OS:Microsoft Windows 11
			仕様欄	286330	PCC-7010	外部循環能力	最大吐出量6.7L/min	→ 最大吐出量5.2L/min
						冷却コイル	ステンレス	→ 銅ニッケルメッキ
	144	低温水槽、冷却水循環装置	仕様欄	197410	PFR-1000	冷却コイル	銅ニッケルメッキ	→ ステンレス
	147		オプション	235120	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ9			→ 販売終了
				235150	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ12			→ 販売終了
				235180	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ15			→ 販売終了
	3	175	プログラム精密恒温水槽 NTB-221型		-	ESMon		ESMon2018
							対応OS:Microsoft Windows 10 CPU:Pentium以上(PentiumⅢ 800MHz以上推奨) メモリ:128MB以上を推奨	→ 対応OS:Microsoft Windows 11
181		プログラム精密低温恒温水槽 NCB-3120・3220・3320型	仕様欄	286250	NCB-3120	温度下降勾配	0.8°C/min以下(40→0°C)	→ 0.4°C/min以下(40→0°C)
						外部循環能力	最大吐出量6.7L/min	→ 最大吐出量5.2L/min
						外寸法	622(647)W×394(444)D	→ 622(647)W×394(444)D×522H
						電源入力	20A、2kVA	→ 19.5A、1.95kVA
				286260	NCB-3220	外部循環能力	最大吐出量6.7L/min	→ 最大吐出量5.2L/min
						槽内寸法	320W×405D×180H	→ 310W×400D×180H
				286270	NCB-3320	温度下降勾配	0.3°C/min	→ 0.2°C/min以下
						冷凍機	出力450W	→ 出力400W
		外部循環能力	最大吐出量6.7L/min	→ 最大吐出量5.2L/min				

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正					
3	182	プログラム精密恒温水槽 NCB-3120・3220・3320型		-	ESMon		ESMon2018	→ ESMon2026					
							対応OS:Microsoft Windows 10 CPU:Pentium以上(PentiumⅢ 800MHz以上推奨) メモリ:128MB以上を推奨	→ 対応OS:Microsoft Windows 11					
	188	強力攪拌子オクタゴン型	仕様欄	200340	TOX-15		製品コードNo: 200340 型式: TOX-15 外径×長さ(mm): 6.5×15 価格: ¥3,700	→ 製品コードNo: 284110 型式: TOX-16 外径×長さ(mm): 8×15 価格: ¥3,700					
							200350 TOX-20 200370 TOX-30	→ 販売終了					
4	198、 204、 206、 208、 210、 212、220	ドライ真空ポンプ	仕様欄	282710	NeoDry7G-C	製品コードNo.	282710	→ 285710					
							204	多岐管	組合せガイド	262100 PMS-4A	直径	150mm	→ 120mm
										276020 PMS-4AB			
							206	多岐管	組合せガイド	266840 PMS-4LS	直径	120mm	→ 150mm
276030 PMS-4LSB													
5	241	送風定温乾燥器	仕様欄	271580	WFO-1202W	電源ユーティリティ	記載なし	→ AC100V 30A					
	255	ドライ真空ポンプ	真空ポンプ推奨一 覧	282710	NeoDry7G-C	製品コードNo.	282710	→ 285710					
6	276	ドライ真空ポンプ	仕様欄	282710	NeoDry7G-C	製品コードNo.	282710	→ 285710					
8	313	恒温恒湿器	説明文		KCLシリーズ		各パラメータのトレンドデータを加工できるソフトが付属しています。	→ 各パラメータのトレンドデータを加工できる簡易計測・制御ソフト ESMon2026が使用可能です(ソフトはホームページよりダウンロードが必要 です)。					
	315	白色LED照明付インキュベーター	説明文		FLI2010シリーズ		記録計出力端子、RS-232C接続端子を標準装備しています。RS-232C通 信ケーブルと各パラメータのトレンドデータを加工できる専用ソフトが付属し ています。	→ 各パラメータのトレンドデータを加工できる簡易計測・制御ソフト ESMon2026が使用可能です(ソフトはホームページよりダウンロードが必要 です)。					
	317	植物育成用照明付インキュベーター	説明文		FLI2020シリーズ		記載なし	→ 各パラメータのトレンドデータを加工できる簡易計測・制御ソフト ESMon2026が使用可能です(ソフトはホームページよりダウンロードが必要 です)。					
	318	高照度ユニット	オプション	208060	50Hz			→ 削除					
208061				60Hz			→ 削除						
10	361	小型セパラブルフラスコセット	仕様欄	262430	セパラブルシールパッキン 50・100・150mL	製品コードNo.	262430	→ 116520					
	392	簡易誘電率測定プログラム	説明文				グラフの波形表示(白)と誘電率・誘電率	→ グラフの波形表示(白)と誘電率・誘電率					
	395、 396	マイクロ波ペプチド固相合成装置	ペプチド固相合成ユニット		278240	GPS-1000P			→ 販売終了				
					278090	GPS-10PPS			→ 販売終了				
					278100	GPS-11PP			→ 販売終了				
					278110	GPS-17PP			→ 販売終了				
					278120	GPS-23PP			→ 販売終了				
	401		仕様欄	254120	DDS-2000A	最大冷却速度	Tj<-21.5 K/min	→ Tj<-17.7 K/min					
400	強力攪拌子オクタゴン型	仕様欄	200340	TOX-15		製品コードNo: 200340 型式: TOX-15 外径×長さ(mm): 6.5×15 価格: ¥3,700	→ 製品コードNo: 284110 型式: TOX-16 外径×長さ(mm): 8×15 価格: ¥3,700						
						製品コードNo: 200340 型式: TOX-15 外径×長さ(mm): 6.5×15 価格: ¥3,700	→ 製品コードNo: 284110 型式: TOX-16 外径×長さ(mm): 8×15 価格: ¥3,700						
410	強力攪拌子オクタゴン型	仕様欄	200340	TOX-15		製品コードNo: 200340 型式: TOX-15 外径×長さ(mm): 6.5×15 価格: ¥3,700	→ 製品コードNo: 284110 型式: TOX-16 外径×長さ(mm): 8×15 価格: ¥3,700						
						200350 TOX-20 200370 TOX-30	→ 販売終了						
11	418	強力攪拌子オクタゴン型	仕様欄	200340	TOX-15		製品コードNo: 200340 型式: TOX-15 外径×長さ(mm): 6.5×15 価格: ¥3,700	→ 製品コードNo: 284110 型式: TOX-16 外径×長さ(mm): 8×15 価格: ¥3,700					
							200350 TOX-20 200370 TOX-30	→ 販売終了					

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正									
11	431	強力攪拌子オクタゴン型	仕様欄	200340	TOX-15		製品コードNo: 200340 型式: TOX-15 外径×長さ(mm): 6.5×15 価格: ¥3,700	→	製品コードNo: 284110 型式: TOX-16 外径×長さ(mm): 8×15 価格: ¥3,700								
				200350	TOX-20		→	販売終了									
				200370	TOX-30		→										
12	449	定量送液ポンプ	表中文言		NRP-2000A・B	文言部		→									
										451	仕様欄	NRP-2000A	製品コード	282760	→	282750	
										452		NRP-2000A型変換キット	282850	NRP-2000A型変換キット		→	販売終了
												NRP-2000B型変換キット	282840	NRP-2000B型変換キット		→	販売終了
13	463	クロマトシステム	システム構成表	SYS16100	中圧分取システム	構成例	277590 S-3160(254nm)型	→	287470 S-3161(254nm)型								
				SYS16201	ステップグラジエントシステム	構成例	277600 S-3160(280nm)型	→	287500 S-3161(280nm)型								
				SYS16102	RI-UV分取システム	構成例	277590 S-3160(254nm)型	→	287470 S-3161(254nm)型								
	464	クロマトシステム	システム構成表	SYS16103	低圧分取システム	構成例	277590 S-3160(254nm)型	→	287470 S-3161(254nm)型								
				SYS16104	中高压分取システム	構成例	277610 S-3170型	→	287490 S-3171型								
				SYS16205	大量分取システム	構成例	277590 S-3160(254nm)型	→	287470 S-3161(254nm)型								
	465	クロマトシステム	システム構成表	SYS16096	フラッシュクロマトシステム	構成例	277610 S-3170型	→	287490 S-3171型								
	466	クロマトシステム	システム構成表	SYS16097	フラッシュクロマトシステム	構成例	277590 S-3160(254nm)型	→	287470 S-3161(254nm)型								
	470	UV検出器	仕様欄	277590	S-3160(254nm)	製品コード	277590	→	287470								
						型式	S-3160(254nm)	→	S-3161(254nm)								
				277600	S-3160(280nm)	製品コード	277600	→	287500								
						型式	S-3160(280nm)	→	S-3161(280nm)								
	470	UV検出器	オプション品	S-3160	S-3170	タイプ	S-3160型用	→	S-3161型用								
						S-3170型用	→	S-3171型用									
				文言部	オプション(S-3160型、S-3170型用)	→	オプション(S-3161型、S-3171型用)										
					フローセル S-3160型、S-3170型共用	→	フローセル S-3161型、S-3171型共用										
					S-3160型用干渉フィルター	→	S-3161型用干渉フィルター										
473	溶媒脱気装置	仕様欄	280460	BG-42-02	仕様	型式: BG-42-02 製品コードNo: 280460 価格: ¥210,000	→	型式: AG-42-02 製品コードNo: 287930 価格: ¥215,000									
			280470	BG-44-02	仕様	型式: BG-44-02 製品コードNo: 280470 価格: ¥250,000	→	型式: AG-44-02 製品コードNo: 287940 価格: ¥275,000									
479	スパナ、レンチ	オプション5品	130610~130650	GW-010S~GW-050S	型式	GW-	→	GCW-									
480		オプション5品	130670~130710	GW-010M~GW-050M	型式	GW-	→	GCW-									
483	小型手動バルブ	仕様欄			欄外脚注	※V200・V201・V204型はバルブ固定用ブラケットVFB-10型(p.471)に取付けることができます。	→	※V204型はバルブ固定用ブラケットVFB-10型(p.471)に取付けることができます。									
巻末	514	関西テクニカルサービス	住所			大阪市鶴見区横堤3-22-4	→	大阪市鶴見区横堤2-22-4									