




製品名 (乾燥器・恒温器用) 架台

型式 HSS 型シリーズ

EYELA



キャスター  
アジャスター付



型式	架台タイプ	乾燥器適合製品	恒温器適合製品	A	B	C	D	E
HSS-40CA	キャスター・アジャスター付	NDO・WFO・NDS-420・420W	SLI-400・400C	600	600	702	65	767
HSS-50CA	キャスター・アジャスター付	NDO・WFO・NDS-520・520W	LTE-500	650	750	702	65	767
HSS-70CA	キャスター・アジャスター付	—	SLI-700・700C	600	600	402	65	467
HSS-11C	キャスター付	VOS-201SD・301SD	—	510	540	708	92	800
HSS-21C	キャスター付	VOS-451SD・NDO・WFO-451SD・PVO-450	—	610	660	708	92	800
HSS-31C	キャスター付	NDO・WFO-601SD	—	730	760	708	92	800
HSS-41C	キャスター付	LWO-600	LTE-510	730	760	508	92	600
HSS-43C	キャスター・アジャスター付	—	LTI-400E・700E・700	635	755	445	65	510
HSS-44C	キャスター付	—	SLI-221・401	650	650	696	約64	約760
HSS-54C	キャスター付	—	SLI-501	705	800	696	約64	約760
HSS-41A	アジャスター付	NDO・WFO-401・401W	—	650	650	696	約64	約760
HSS-51A	アジャスター付	NDO・WFO-501・501W	—	705	800	696	約64	約760

東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター  
0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。  
販売停止製品の外寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。