


製品名 冷却水循環装置(チラー)

型式 CCA-1123A・1123S型

EYELA


冷却水接続口
[戻り口] [吐出口]



■冷却水接続口径
ワンタッチコネクタ・
ワンタッチホースノズル
内径10mm・外径10mm







通信ケーブル用
コネクタ(A型)

真空コントローラー用
コネクタ(A型)



アラーム
出力端子
(S型)

ドレンコック



東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター
0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。
販売停止製品の外寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。