



製品名 ダイアフラム式真空ポンプ

型式 DTC-21・41型

EYELA



吸気ノズル 外径10×内径6mm(G1/4)
排気ノズル 外径10×内径6mm(G1/4)



東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター
0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。
販売停止製品の外寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。