


製品名 ダイアフラム式真空ポンプ

型式 DTC-60・120型

EYELA




※ ( )はDTC-120型

DTC-60型

吸・排気ノズル 外径14×内径9mm(G3/8)

DTC-120型

吸・排気ノズル 外径16×内径10mm(G1/2)



東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター  
 0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。  
販売停止製品の外寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。