


製品名 振盪機用 低温恒温チャンバー

EYELA

型式 FMC-100・1000型


■外寸法 (mm)



※()はFMC-1000型

— はケーブル孔

■庫内寸法 (mm)




庫内寸法 (mm)	425W×430D×455H(FMC-100 型)
容量	525W×480D×455H(FMC-1000 型)
棚板	庫内上部スペース設置型

■棚板


FMC-100 型用
393W×280D×15H(mm)

FMC-1000 型用
493W×280D×15H(mm)

■棚支え



■棚板支え



※()はFMC-1000型

東京理化学株式会社

アイラ・カスタマーセンター
0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。
販売停止製品の寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。