



製品名 真空コントローラー  
型式 NVC-3000型

EYELA



#### 装置背面（通信）端子部

- ① NVC-3000 型 2 台を接続して 1 台の減圧装置を制御する際に使用する通信端子
- ② インバーターダイヤフラム型真空ポンプを制御する際に使用する通信端子
- ③ 濃縮装置のシステムを構成する周辺装置用の通信端子
- ④ ダイヤフラムポンプコントロール PBX 型に繋ぎダイヤフラム型真空ポンプを制御する際に使用する通信端子
- ⑤ DC-24V:NVC-3000 型の電源用の端子

東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター  
 0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。  
販売停止製品の外寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。