



製品名 真空定温乾燥器
 型式 VOS-602SD型

EYELA



- ① VACUUMノズル 外径22mmホース口
- ② PURGEノズル 外径16mm (内ネジRc1/4)
 ※ホース口ではありません。
 VACUUMノズルは後ろ側です。



庫内寸法
 600W×600D×600H (mm)
 棚板支え

東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター
 0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。
 販売停止製品の寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。