

2022

在庫
一掃

Sale

ヒット製品の旧モデルもあります。
数量限定・早い者勝ちです！
旧モデルでも、アフターメンテナンスは万全！

期間 / 2022 3 31

※数に限りがありますので、お早めに最寄りの営業所にご確認ください。
※価格には消費税は含まれておりません。

EYELA



予算に余裕がない・・・
今と同じ機種が欲しい・・・

そんなお客様にオススメです

VOS-601SD型

庫内寸法600W×600D×600H(mm)・容量216L
の大容量です。
架台は標準付属です。

限定
1台

40 200
4 (6)
(mm) 600W×600D×600H
(mm) 878W×806D×1720H
12.75A, 2.55kVA
AC200V



DUO

Price Down
↙ ¥1,500,000
¥980,000

A-1000S型

手軽に使える減圧装置

限定
10台

16L/min(50Hz)
(6)
(mm) 260.5W×351D×406H
2.8A, 280VA
AC100V

Price Down

↙ ¥69,000
¥62,000



+

凍結乾燥機のヒットモデルです、モデルチェンジに伴い下記の価格でご提供いたします。
「本体+真空ポンプ+多岐管」セット価格。電源につなげればすぐに使用可能です。

FDU-1110型+DUO 6MC-N型+PMH-8型 セット価格

限定 2セット Price Down
↙ ¥1,478,000
¥1,070,000

FDU-1110型+DUO 11MC-N型+PMH-8型

限定 2セット Price Down
↙ ¥1,514,000
¥1,100,000

FDU-2110型+DUO 6MC-N型+PMH-8型

Price Down
↙ ¥1,708,000
¥1,200,000

限定
6セット

FDU-2110型+DUO 11MC-N型+PMH-8型

Price Down
↙ ¥1,744,000
¥1,230,000

限定
5セット

FDU-1110
-45
4L/
(mm) 700W×550D×955H
17A, 1.7kVA
AC100V

FDU-2110
-80
3L/
(mm) 700W×550D×955H
12A, 2.4kVA
AC200V

PMH-8
8
\$29/38



FDU-2110 DUO 6MC PMH-8

DUO 6MC-N
83L/min(50Hz)
22mm
AC100V

DUO 11MC-N
150L/min(50Hz)
22mm
AC100V

CVE-1100型+R-1100A型

遠心エバポレーターをマイクロチューブ用ローターと
セットで販売いたします。
電源プラグを差し込めばすぐに使用可能です。
CVE-1100型はヒータ搭載で濃縮しにくい試料の濃縮も
可能です。

2750/3250rpm(50/60Hz)
OFF +5 80
13.3Pa
(mm) 190W×216D×200H
1A, 100kVA
AC100V

限定
1セット



セット価格
↙ ¥206,500

Price Down
¥180,000



Sale

期間
2022年3月31日まで

PCR

MG-1200型+アルミブロックMGL-0296型

アルミブロック MGL-0296型 1個付属
外径11mm (0.2mLマイクロチューブ) ×96本用

4 100
± 0.1 0.2
(mm) 235W× 355D× 205H
3.9A, 390VA
AC100V



限定
2セット

MGL-0296

Price
Down

セット価格
↓ ¥238,000
¥150,000

DTC-31DC型

MFC-3000

30L/min(50Hz)
1ChPa(7.5Torr)
(mm) 142W× 288.5D× 202H
1.5A, 150VA
AC100V



限定
10台

Price
Down

↓ ¥210,000
¥190,000

ACE-2000型

ラボスケールでの還流実験用の還流管(冷却器)を冷却する装置です。
冷凍機を搭載しており、5℃までの循環水を冷却できます。

5 30 ()
± 3
(50Hz) 500W(at20)
(50Hz) 5.5L()
4m()
(mm) 185W× 260D× 460H
4.5A, 450kVA
AC100V



限定
5台

Price
Down

セット価格
↓ ¥175,000
¥150,000

加熱源用のサービスコンセントを装備しています。万一の配管外れの際は、サービスコンセントに接続した加熱源(オイルバスなど)を強制停止します。異常加熱や漏水、故障による温度上昇においても加熱源を停止します。

0.3Pa

DUO 3MC-N・6MC-N・11MC-N型

独自のマグネットカップリング仕様でオイル漏れの心配がありません
到達真空度: 0.3Pa(約 2×10^{-3} Torr)
オイルミストトラップが標準付属しています。

DUO 3MC-N型

42L/min(50Hz)
18mm
AC100V

限定
5台

Price
Down

↓ ¥419,000
¥358,000



DUO 3MC-N

DUO 6MC-N型

83L/min(50Hz)
22mm
AC100V

限定
6台

Price
Down

↓ ¥450,000
¥388,000

DUO 11MC-N型

150L/min(50Hz)
22mm
AC100V

限定
5台

Price
Down

↓ ¥486,000
¥418,000

独自のマグネットカップリング仕様で、オイル漏れのない安心・安全な製品です。
メンテナンスコスト削減に貢献します。
ペーンに耐食素材(PEEK)を使用し、窒素などの中性ガス配管を接続できるガスバラストバルブを標準装備しています。

1L

+


1L

限定
5セット

セット価格

Price
Down

↓ ¥96,300
¥29,800



真空制御を行なわない場合、受フラスコに溜まった溶媒が室温によって再蒸発を起こし、回収率を悪くすることがあります。
その際には受フラスコを冷却することで再蒸発を抑えることができます。

東京理化器械株式会社 営業所

札幌 Tel.011-709-8101
仙台 Tel.022-227-3761
那須 Tel.0287-62-6000

筑波 Tel.029-851-8241
埼玉 Tel.048-722-3713
千葉 Tel.043-275-0043

東京 Tel.03-6757-3388
横浜 Tel.045-473-5477
神奈川 Tel.0463-21-4321

静岡 Tel.054-267-1616
名古屋 Tel.052-571-3171
関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531
福岡 Tel.092-621-5870

<https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター
☎ 0120-076-554