

## 「真空定温乾燥器」プレゼントキャンペーン 「ダブルでGET!」

キャンペーン期間：2021年10月1日(金)～2022年3月31日(木)

キャンペーン期間中に、対象製品 [ 真空定温乾燥器 ] と [ 油回転真空ポンプ ] を同時にご購入いただいたお客様に1セットにつきオプションを1点プレゼントいたします。

### キャンペーン対象製品

#### 真空定温乾燥器 VOS-210C・310C型

VOS-210C・310C型  
温度調節範囲:40～240℃  
到達時間:約80分  
到達真空度:133Pa(1Torr)



VOS-210C



VOS-310C

#### 真空定温乾燥器 VOS-452SD・602SD型

VOS-452SD型  
温度調節範囲:40～210℃  
到達時間:約80分  
到達真空度:1hPa(0.75Torr)  
VOS-602SD型  
温度調節範囲:40～200℃  
到達時間:約100分  
到達真空度:1hPa(0.75Torr)



VOS-452SD



VOS-602SD

+

#### 油回転真空ポンプ GCD-051X型 GCD-136XN型



GCD-051X



GCD-136XN

#### オイルフィルトレーションカセット付 油回転真空ポンプ GCD-051XF型 GCD-136XNF型



GCD-136XNF



オイルミストトラップまたは真空ホース  
どちらか1点をプレゼントいたします。




#### オイルミストトラップ

GCD-051X・051XF型用  
①OMC-050型(クランプ付)  
製品コードNo.118680 価格¥36,300

GCD-136XN・136XNF型用  
②OMC-200型(クランプ付)  
製品コードNo.118690 価格¥45,500

または



真空ホース 3m  
内径18×外径42mm  
製品コードNo.263460 価格¥41,600

## 真空定温乾燥器 VOS型



VOS-210C



VOS-310C



VOS-452SD



VOS-602SD

幅広い用途に対応する容量  
10・27・91・216Lの4種類

VOS-210C・310C型は定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥器です。

VOS-451SD・601SD型はプログラム機能を搭載しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)や、2ステップ繰返し運転、8ステップ運転、24時間周期運転などの運転が可能です。

型式	VOS-210C	VOS-310C	VOS-452SD	VOS-602SD
製品コードNo.	263800	263810	279690	279700
加熱方式	缶体加熱			
温度調節範囲・精度	40~240°C・±1.5°C(at 240°C)		40~210°C・±1.0°C(at 210°C)	
温度到達時間	約80分		約110分	
到達真空度	133Pa(1Torr)		1hPa(0.75Torr)	
温度制御・センサ	オートチューニング機能付P.I.D制御、SSR出力・K熱電対		P.I.D制御、SSR出力・Pt100Ω	
タイマ機能	オートスタート、オートストップ		オートスタート、オートストップ	
プログラム機能	1ステップ、2ステップ(繰返し)		ステップ運転(8ステップ以内)、24時間周期	
安全機能	自己診断機能(センサアラーム、ドアアラーム、上・下限温度アラーム、ヒータ断線、SSR不良)、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器		自己診断機能(センサアラーム、停電、ドアアラーム、上・下限温度、ヒータショート、ヒータ断線)、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器(VOS-452SD型:50~270°C、VOS-602SD型:50~260°C)	
外部入・出力	-		USB通信端子(USB TypeB)、温度・圧力記録計出力端子・DC0~8000mV、アラーム出力端子・定格AC250V 2A(無電圧a接点)	
ヒータ	0.72kW	1.2kW	2.1kW	2.5kW
真空計	ブルドン管式(目盛0~0.1MPa)			
庫内寸法(mm)・庫内内容積	192W×270D×192H・10L	300W×300D×300H・27L	450W×450D×450H・91L	600W×600D×600H・216L
観察窓(mm)	160W×160H	250W×250H	250W×250H	430W×430H
棚板耐荷重・材質	等分布Max15kg/枚・ステンレス鋼板			
棚板付属枚数	2枚(取付け可能枚数2枚)	2枚(取付け可能枚数4枚)	3枚(取付け可能枚数6枚)	4枚(取付け可能枚数6枚)
棚ピッチ・段数	90mm・2段(固定)	71mm・4段(固定)	71mm・6段(固定)	95mm・6段(固定)
センサ孔	-		天面2箇所 φ15mm	
ドア内面	強化ガラス 厚さ12mm		強化ガラス 厚さ15mm	強化ガラス 厚さ19mm
接ガス部材質	ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム		ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、ガラス、配管部:SUS304、SUS316L、グラスファイバー入りPTFE	
接続口径	吸引ノズル 外径22mmホース口、パージノズル 外径22mmホース口(内ネジG1/4)		吸引ノズル 外径22mmホース口、パージノズル 外径16mmホース口(内ネジRc1/4)	
使用周囲温度範囲	5~35°C		5~35°C	
外形寸法(mm)・質量	373W×431D×580H・約40kg	523W×570D×760H・約60kg	673W×605D×905H・約120kg	878W×785D×1780H・約300kg
電源入力・電源電圧	7.7A、0.77kVA・AC100V 50/60Hz	12.5A、1.25kVA・AC100V 50/60Hz	10.75A、2.15kVA・AC200V 単相50/60Hz	12.75A、2.55kVA・AC200V 単相50/60Hz
価格	¥315,000	¥425,000	¥880,000	¥1,550,000

※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz時での値です。※温度到達時間は減圧状態で、缶体表面の温度での値です。

※記録計出力端子は、温度または圧力値を出力します。(操作画面上で選択式)※外形寸法のVOS-602SD型の高さHは架台を含みます。

※VOS-452SD型のみオプションのバイトドアパッキン(製品コードNo.278860 価格¥92,000)を使用することで温度調節範囲の上限を240°Cに変更できます。

※VOS-452SD・602SD型電源プラグは付属していません。※運賃等が必要です。別途お見積りいたします。

## 油回転真空ポンプ GCD-051X・136XN型

オイルフィルトレーションカセット付

## 油回転真空ポンプ GCD-051XF・136XNF型



GCD-051X



GCD-136XNF

型式	GCD-051X	GCD-051XF	GCD-136XN	GCD-136XNF
製品コードNo.	190850	191080	189160	191090
機能	ポンプヘッド耐食処理		ポンプヘッド耐食処理	
排気速度	50/60L/min(50/60Hz)		135/162L/min(50/60Hz)	
到達真空度	0.67Pa(約5×10 <sup>-3</sup> Torr)		0.67Pa(約5×10 <sup>-3</sup> Torr)	
吸引管口径	外径18mmホース口		外径22mmホース口	
価格	¥233,000	¥348,000	¥283,000	¥398,000

※使用周囲温度範囲は7~40°Cです。

東京理化器械株式会社 <https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター ☎0120-076-554

札幌 Tel.011-709-8101  
仙台 Tel.022-227-3761  
那須 Tel.0287-62-6000  
筑波 Tel.029-851-8241

埼玉 Tel.048-722-3713  
千葉 Tel.043-275-0043  
東京 Tel.03-6757-3388  
横浜 Tel.045-473-5477

神奈川 Tel.0463-21-4321  
静岡 Tel.054-267-1616  
名古屋 Tel.052-571-3171  
関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531  
福岡 Tel.092-621-5870

※製品の外观・仕様は改良のため変更することがあります。予めご了承ください。  
※価格は2021年10月現在のものです。  
※表示の価格には消費税は含まれていません。