


# 記録計(レコーダ)、リモートタイマ

Recorder, Remote Timer MDL・U-228型、RT731A型



MDL-101

MDL-102

U-228-1P-500

## 記録計(レコーダ) MDL・U-228型

型 式	MDL-101	MDL-102	U-228-1P-500	U-228-2P-500
製品コードNo.	201290	181040	187250	187260
タイプ	コンパクトタイプ		卓上タイプ	
チャンネル数	1	2	1	2
記録幅	100mm		250mm	
測定範囲	1・2・5・10・20・50mV 0.1・0.2・0.5・1・2・5V		1・2・5・10・20・50mV 0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・20・50・100・200V	
チャートスピード	1・2・5・10・20・30(cm/h, cm/min)		10・15・20・30・40・60(cm/h, cm/min, mm/h, mm/min)	
記録ペン	カートリッジ式ファイバーチップペン			
外形寸法(mm)	155W×160D×85H	155W×190D×95H	430W×354D×123H	
質量	1kg		7kg	8kg
電源入力	6VA		32VA	47VA
電源電圧	AC100・115・220V 50/60Hz		AC100・115・220・240V 50/60Hz	
価格	¥185,000	¥280,000	¥285,000	¥380,000

### 消耗品

対象機種	製品名	種類	入数	製品コードNo.	価格
MDL型	ペンカートリッジ	記録紙	—	204460	¥7,000
		赤・短	4	181050	¥3,000
		黒・短	4	181060	¥3,000
		赤・長	4	181070	¥3,000
		黒・長	4	181080	¥3,000

対象機種	製品名	種類	入数	製品コードNo.	価格
U-228型	ペンカートリッジ	記録紙	—	187570	¥20,000
		赤・短	10	187530	¥9,000
		緑・短	10	187540	¥9,000
		赤・長	10	187550	¥11,000
		緑・長	10	187560	¥11,000



RT731A

## リモートタイマ RT731A型

- 外部機器からの入力信号や本装置からの出力信号を組合せることにより、システムのタイムシーケンスを可能にしたリモートタイマです。
- AC100V出力のON-OFF制御が可能です。ポンプの送液のON-OFF制御がDCの外部信号のない装置にも対応できます。

型 式	RT731A
製品コードNo.	225980
プログラム数・ステップ数	9テーブル・99ステップ
タイマ設定範囲・リビート	0min0sec~999min59sec・1~99回
入 力	無電圧接点またはオープンコレクタ 入力回路電源定格:DC3.3V, 2mA 機器規定入力:4点; START、STOP、強制停止(RESET)、割込みユーザー入力:6点
出 力	スクリューレス端子台 接点定格(抵抗負荷):AC125V 0.3A, DC30V 100mA 8回路 (レベル出力・パルス出力) AC100V 接地付きコンセント 定格 Max.1A/1回路, 2回路合計 Max.2A 2回路 定格 Max.1A/1回路, 4回路合計 Max.3A 4回路 (AC100V接地付きコンセント合計6回路)
使用湿度範囲	45~85%(ただし結露していないこと)
外形寸法(mm)・質量	160W×320D×210H(突起物を除く)・約5kg
電源入力・電源電圧	7A・AC100V 50/60Hz
価格	¥380,000

1  
濃縮装置  
カスローテイング

2  
低温・恒温  
水循環装置  
(チラー)

3  
低温槽  
恒温槽

4  
凍結・噴霧  
乾燥機

5  
乾燥器  
電気炉

6  
減圧装置

7  
冷却  
トラップ装置

8  
恒温器

9  
振盪機

10  
合成装置

11  
攪拌機  
カス反容器

12  
定量送液  
ポンプ

13  
液体クロマト  
グラフ

14  
純水  
製造装置

15  
培養装置  
滅菌装置

16  
研究補助  
準備機器

記録計(レコーダ)  
リモートタイマ

14  
純水  
製造装置

15  
培養装置  
滅菌装置

16  
研究補助  
準備機器

472