

コロナに負けるな！応援キャンペーン 📣 プラスワンキャンペーン

キャンペーン期間：2020年7月1日(水)～9月30日(水)

キャンペーン期間中、(同型の)対象機種を同時に
3台購入いただくと同型の対象機種を1台プレゼントします



同型の対象機種を
同時に3台ご購入

+



同型の対象機種
1台プレゼント

キャンペーン対象機種



冷却水循環装置 クールエース
CCA-1112A型、CA-1113・1116A・1330型
20-21総合カタログ掲載頁 P.121～132

- ・冷却方式:空冷方式
- ・循環方式:密閉系向循環
- ・電源電圧:AC100V 50/60Hz



ロータリーエバポレーター
N-1300E・V型シリーズ
20-21総合カタログ掲載頁 P.43～46

- ・回転速度範囲:10～310rpm
- ・蒸発能力:Max.23mL/min(水)
- ・到達真空度:399.9Pa(3mmHg)以下
- ・WS型は安全機能(上限温度アラーム、フオートスイッチ、固定温度過熱防止器など)を標準装備したウォーターバスです。



型式	温度設定範囲 (ヒータなし)	冷却能力 (液温10℃)	外部循環能力 (最大流量・揚程)	製品コードNo.	価格
CCA-1112A	-20～30℃	450W	9L/min・4.2m	268450	¥185,000
CA-1113	-20～20℃	850W	14L/min・9.5m	219960	¥242,000
CA-1116A	-20～30℃	1200W	12L/min・9.5m	268440	¥235,000
CA-1330	-20～20℃	1050W	12L/min・9.5m	268460	¥285,000

※対応循環水(熱媒体):上水、ナイブライン®、エタブライン®、エチレングリコール他
※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※冷却能力・外部循環能力は表示能力の±10%です。
※純水は使用できません。

型式	バスタイプ	バス温度調節範囲	製品コードNo.	価格
N-1300E-W	水専用	室温+5～90℃	266510	¥231,000
N-1300E-WS	水専用	室温+5～80℃	275360	¥269,000
N-1300E-WB	水・オイル兼用	室温+5～180℃	266530	¥236,000
N-1300V-W	水専用	室温+5～90℃	266450	¥235,000
N-1300V-WS	水専用	室温+5～80℃	275340	¥273,000
N-1300V-WB	水・オイル兼用	室温+5～180℃	266470	¥240,000

※ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(E型)、縦型二重蛇管・アダプター(V型)、ロータリージョイント、試料フラスコ(ナス型)1L、受フラスコ(丸底)1L

東京理化器械株式会社 <https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター ☎0120-076-554

札幌 Tel.011-709-8101 埼玉 Tel.048-722-3713 神奈川 Tel.0463-21-4321 広島 Tel.082-511-1531
仙台 Tel.022-227-3761 千葉 Tel.043-275-0043 静岡 Tel.054-267-1616 福岡 Tel.092-621-5870
那須 Tel.0287-62-6000 東京 Tel.03-6757-3388 名古屋 Tel.052-571-3171
筑波 Tel.029-851-8241 横浜 Tel.045-473-5477 関西 Tel.06-6131-0905

※製品の外観・仕様は改良のため変更することがあります。予めご了承ください。
※価格は2020年7月現在のものです。
※消費税は含んでいません。