




製品名 ビルトインタイプ 冷却水循環装置
型式 CA-1330型

EYELA



冷却水接続口径
ワンタッチコネクタ・ホースノズル 内径10mm・外径10mm

東京理化学器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター
0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。
販売停止製品の寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。