


製品名 振盪機用恒温チャンバー  
 型式 FMS-100・1000型

EYELA


■外寸法図 (mm)





※( )はFMS-1000型

— ケーブル孔


■内寸法図 (mm)



庫内寸法 (mm)	425W×430D×470H(FMS-100 型) 525W×480D×500H(FMS-1000 型)
棚板	庫内上部スペース設置型



■棚板  
 FMS-100 型用  
 393W×280D×15H(mm)  
 FMS-1000 型用  
 493W×280D×15H(mm)



(※)はFMS-1000型

東京理化器械株式会社

アイラ・カスタマーセンター  
 0120-076-554

弊社製品に関するお問合せ、取り扱い方法、技術のご相談、機器の選定など各種お問合せ・ご相談にすばやく対応させていただきます。  
 販売停止製品の寸法図も一部ご用意しています。お気軽にお問合せください。